




Manual De Usuario

PELCAS A3 Derma Pen

Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual para futuras consultas.

Detalle Del Producto



Instrucciones De Operación




1. Desinfecte el cartucho de líquido ajustable con alcohol al 75 % durante 5 a 10 minutos y cúbralo con la tapa del cartucho.



2. Retire el tapón blando, ajuste firmemente la tapa del cartucho en el cartucho para evitar fugas, agregue la esencia y luego selle el cartucho con el tapón blando.



3. Invierta el cartucho y retire el tapa del cartucho.



4. Inserte el cartucho en la dermapen, ajuste el nivel de salida de líquido usando el dial de control e instale el anillo de retención para bloquear el cartucho y la dermapen en su lugar.



5. Mantenga presionado el interruptor de encendido/ velocidad durante 3 segundos para iniciar el dispositivo. El dispositivo sólo comenzará a funcionar cuando entre en contacto con la piel.



6. Después del uso, cierre el Dermapen, retire el cartucho y almacene el dispositivo boca abajo para evitar que cualquier líquido residual se acumule y dañe el dispositivo.

Fuente De Alimentación

1. Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, la pantalla digital mostrará el nivel de velocidad "1".
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el dispositivo.
3. El dispositivo activado comenzará a vibrar y funcionar sólo cuando entre en contacto con la piel. En ausencia de contacto con la piel, el dispositivo activado permanece en modo de espera.

Método De Carga

El dispositivo está equipado con una batería incorporada, admite alimentación de AC y puede funcionar mientras se carga.

1. Enchufe el adaptador de DC en el conector designado del dispositivo.
2. Conecte el enchufe de alimentación de DC del adaptador a una toma de AC.
3. Para iniciar el proceso de carga, inserte el otro extremo del adaptador en un tomacorriente y conéctelo al cargador.

5 Niveles De Control De Velocidad

En el estado de encendido, presione el interruptor de encendido una vez para recorrer los niveles de velocidad. Cada pulsación cambia al siguiente nivel de velocidad, comenzando con la velocidad más baja y aumentando gradualmente hasta 5 niveles de velocidad. La pantalla digital mostrará el número de nivel de velocidad correspondiente a medida que cambia la configuración de velocidad.



Interruptor de Encendido /Velocidad

Estado De Encendido

1. Mientras se carga, la pantalla mostrará tres líneas horizontales que representan el nivel de la batería. Durante todo el proceso de carga, estas líneas parpadearán para indicar el progreso de carga actual.
2. Cuando la batería esté completamente cargada, las tres líneas horizontales en la pantalla dejarán de parpadear y permanecerán encendidas.



El dispositivo tiene una función de reconocimiento automático y solo comenzará a funcionar al entrar en contacto con la piel después de la activación.

Mantenimiento

1. Apague siempre la alimentación cuando el dispositivo no esté en uso. Limpie la superficie con un paño seco para eliminar el polvo o la suciedad.
2. Guarde el dispositivo lejos de la luz solar directa y evite la exposición a altas temperaturas y humedad.
3. No permita que personal no profesional mida, repare o modifique el dispositivo.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el dispositivo y el adaptador para detectar cualquier signo de daño o mal funcionamiento.
5. Si el dispositivo no se ha utilizado durante un período prolongado, asegúrese de comprobar su correcto funcionamiento y seguridad antes de su uso.

No Apto Para Las Sigüientes Personas

1. Personas con alto calor interno.
2. Personas que padezcan enfermedades agudas o con una temperatura corporal de 38 °C o más.
3. Personas que visitan hospitales con frecuencia.
4. Personas con alergias o hemofilia.
5. Personas que toman medicamentos a largo plazo.
6. Personas con exceso de melanina en la cara. eople with excessive melanin on the face.
7. Personas menores de 18 años.

Instrucciones De Garantía

El PELCAS Derma Pen A3 tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, proporcionamos reparaciones gratuitas por cualquier daño natural o mal funcionamiento que pueda ocurrir.

Sin embargo, tenga en cuenta que los siguientes problemas no están cubiertos por la garantía y las reparaciones aún se cobrarán incluso dentro del período de garantía:

1. Problemas causados por un tratamiento descuidado, reparación voluntaria o alteración no autorizada por parte del usuario.
2. Problemas causados por reparaciones realizadas por técnicos distintos de los talleres de los distribuidores autorizados o centros de atención al cliente designados por el fabricante.
3. Problemas causados por el uso de accesorios no aprobados o especificados por el fabricante.

Precauciones

1. No utilice el dispositivo con una fuente de alimentación que no sea CA 220 V para evitar el riesgo de incendios o mal funcionamiento.
2. No intente reparar, desarmar o modificar el controlador o el cuerpo sin permiso, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
3. Evite tocar el dispositivo o desconectar los cables de alimentación con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
4. No utilice cables de alimentación dañados o deshilachados, ya que pueden provocar incendios. Reemplácelos siempre por otros nuevos.
5. Desenchufe el dispositivo de la toma de corriente cuando no esté en uso durante un período prolongado.
6. Si encuentra algún problema, evite desmontar o reparar el dispositivo usted mismo. Para el mantenimiento, comuníquese con la tienda donde compró el producto.
7. Solo los operadores autorizados deben manipular el dispositivo para evitar accidentes o mal funcionamiento.
8. El dispositivo debe mantenerse alejado de entornos de alta temperatura, polvorientos y húmedos (como humidificadores) para evitar fallas en el dispositivo.

Especificación Del Producto

Nombre del producto :	Derma Pen
Número de producto:	A3
Peso :	80g
Tamaño :	150mm*23mm
Batería :	500mAh

Lista De Embalaje

Artículo	Cantidad
Cable de Energía	1
Cartucho	6
A3 Derma Pen	1
Manual de Usuario	1



ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:

Debe deshacerse de la A3 Derma Pen correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Dado que esta máquina contiene componentes electrónicos, debe ser desechada y separada de los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, por favor póngase en contacto con las autoridades locales para informarse sobre las opciones de eliminación y reciclaje. Usted puede contribuir a la protección del medio ambiente. Recuerde respetar las normativas locales y desechar el equipo eléctrico que no funcione en un centro de eliminación de residuos apropiado.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos en service@pelcas.com